

胰岛素-转铁蛋白-硒-丙酮酸钠(ITS-A),100X

Insulin-Transferrin-Selenium-A(ITS-A),100X

目录号: M2016

产品描述

胰岛素-转铁蛋白-硒添加剂可降低多种细胞常规维持和低密度贴壁培养时所需的胎牛血清浓度。
ITS 由 Earle 平衡盐溶液 (EBSS) 配制。

产品信息

货号	产品名称	规格	储存	效期
M2016	胰岛素-转铁蛋白-硒-丙酮酸钠	10ml	2-8℃	24 个月, 避免反复冻融

操作说明

按照 100X 浓度将本产品加入培养基, 一瓶可以配置 1L 的培养基。培养初期培养基中需加入 2-4%的胎牛血清, 待细胞适应后, 胎牛血清浓度可进一步降低。

注意事项

- 1、本产品经 0.22 μ m 过滤除菌。
- 2、使用本产品时应注意无菌操作, 避免污染。
- 3、本产品为 100 $\times$ 浓缩液, 请根据需要稀释后使用;

本产品仅限科研使用。